

Канюля для риностомии Медин-Урал гибкая М980.122

ФСР 2008/02713

для риностомии, изогнутая форма, длина 160 мм,  
диаметр 2.0 мм, нержавеющая сталь

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Вид      | для риностомии    |
| Форма    | изогнутая         |
| Длина    | 160 мм мм         |
| Диаметр  | 2.0 мм мм         |
| Материал | нержавеющая сталь |

Дополнительные характеристики

Канюля для риностомии легко изгибаемая М980.122:  
- диаметр канюли: 2.0 мм;  
- длина общая: 160 мм.