

Канюля для субтенноновой анестезии Медин-Урал М968

ФСР 2008/02713

для анестезии, изогнутая форма, длина 48 мм,
диаметр 1.0 мм / 1.2 мм, нержавеющая сталь

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Вид	для анестезии
Форма	изогнутая
Длина	48 мм мм
Диаметр	1.0 мм / 1.2 мм мм
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

Канюля для субтенноновой анестезии М968:

- для оптимального введения;
- диаметр: 1.0 / 1.2 мм;
- длина общая 48 мм;
- посадочный конус «Луер».