

Канюля для трабекулотомии Медин-Урал М980.21

ФСР 2008/02713

для трабекулотомии по Иванову, изогнутая форма,
диаметр 0.5 мм, нержавеющая сталь

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Вид	для трабекулотомии по Иванову
Форма	изогнутая
Диаметр	0.5 мм мм
Отверстие	Да
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

- Канюля для трабекулотомии по Иванову М980.21:
- со скошенным носиком 15°;
 - диаметр канюли 0.5 мм;
 - посадочный конус «Луер».