

Канюля субретинальная Медин-Урал М966

ФСР 2008/02713

для ирригации, изогнутая форма, длина 52 мм,
диаметр 0.5 мм / 0.6 мм / 0.9 мм, размер 20G / 23G /
25G, нержавеющая сталь

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Вид	для ирригации
Форма	изогнутая
Длина	52 мм мм
Диаметр	0.5 мм / 0.6 мм / 0.9 мм мм
Размер	20G / 23G / 25G
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

Канюля субретинальная для ирригации сужающаяся на конце М966:
- М966 (25G) - □0.5 мм/ М966 (23G) - □0.6 мм / М966 (20G) - □0.9 мм;
- посадочный конус «Луер»;
- длина общая 52 мм.