

Катетер внутривенный Bioflow

РЗН 2013/16

без порта, с крыльями, тефлон, размер 22G / 24G,
длина 19-25 мм

VYGON S.A., Франция



Характеристики

Инъекционный порт	без порта
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	тефлон
Размер	22G / 24G
Длина катетера	19-25 мм

Описание

Катетер внутривенный Bioflow – прозрачная ПТФЭ внутривенная канюля со сверхтонкой стенкой для высокой скорости потока, павильон с крылышками имеет цветовой код согласно стандарту ISO. Защитная оболочка на павильоне иглы служит для предотвращения контакта с адаптером насадки типа Люер, что снижает риск инфекционных осложнений; прозрачный павильон обеспечивает контроль содержимого.

Срок использования: не более 96 часов

Размеры катетеров Bioflow

Цвет	Размер	Длина	Скорость потока	Кат. №
Желтый	24G	19 мм	15 мл/мин	100.06
Синий	22G	25 мм	25 мл/мин	100.08