

Катетер внутривенный Biovalve Safe

РЗН 2013/16

с портом, с крыльями, тефлон, размер 14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G, длина 25-45 мм

VYGON S.A., Франция



Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	тефлон
Размер	14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G
Длина катетера	25-45 мм

Описание

Biovalve Safe – короткая внутривенная канюля с дополнительным инъекционным портом, экстратонкими стенками для высокой скорости потока, рентгеноконтрастными полосками, оснащена крылышками, силиконовым клапаном и Люер-Лок заглушкой. Имеет пассивную систему безопасности – пластиковая защитная клипса.

Срок использования: не более 96 часов

Система пассивной безопасности:

- Запускается автоматически, не требует дополнительных усилий со стороны пользователя.
- Исключает риск травмы иглой, захватывая кончик иглы в безопасную «клетку».
- Предупреждает контакт с кровью пациента, удерживая каплю крови на кончике иглы и предотвращая ее разбрызгивание.

Размеры Biovalve Safe

Цвет	Размер	Длина	Скорость потока	Кат. №
Синий	22G	25 мм	36 мл/мин	106.082
Розовый	20G	32 мм	60 мл/мин	106.102
Зеленый	18G	45 мм	90 мл/мин	106.122
Белый	17G	45 мм	125 мл/мин	106.142
Серый	16G	45 мм	180 мл/мин	106.172
Оранжевый	14G	45 мм	270 мл/мин	106.212