

Канюля внутривенная iLife NanoCathe

ФСЗ 2011/10947

без порта, с крыльями, тефлон / ФЭП, размер 24G / 26G, длина 16-19 мм

iLife Medical Devices Pvt. Ltd., Индия



Характеристики

Инъекционный порт	без порта
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	тефлон / ФЭП
Размер	24G / 26G
Длина катетера	16-19 мм

Описание

Канюля внутривенная NanoCathe – педиатрический внутривенный катетер с маленькими крыльями.

Свойства:

- Удобный дизайн для катетеризации мелких вен.
- Превосходная острота иглы для менее травматичного введения.
- Биосовместимый материал для длительного периода инфузии.
- Небольшие гибкие крылья для надежной фиксации

Размеры катетеров NanoCathe

Размер	Диаметр	Длина	Материал	Скорость потока
24G	0.7 мм	19 мм	FEP / тефлон	20 мл/мин
	0.6 мм	16 мм	FEP / тефлон	19 мл/мин