

Канюля внутривенная iLife OneFlon

ФСЗ 2011/10947

с портом, с крыльями, тефлон / ФЭП, размер 14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G, длина 19-45 мм



iLife Medical Devices Pvt. Ltd., Индия

Характеристики

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Инъекционный порт  | с портом                                      |
| Фиксирующие крылья | с крыльями                                    |
| Материал           | тефлон / ФЭП                                  |
| Размер             | 14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G |
| Длина катетера     | 19-45 мм                                      |

Описание

**Канюля внутривенная OneFlon** – внутривенный катетер с крыльями и инъекционным портом.

**Свойства:**

- Гибкие крылья имеют угол наклона 6°.
- Трехгранная заточка иглы и ребристый защитный колпачок.
- Устойчивый к перегибам катетер с портом для инъекций с цветовой маркировкой.
- Прозрачная камера индикации прокола.

**Размеры катетеров OneFlon**

| Размер | Диаметр | Длина | Материал     | Скорость потока |
|--------|---------|-------|--------------|-----------------|
| 14G    | 2.1 мм  | 45 мм | FEP / тефлон | 270 мл/мин      |
| 16G    | 1.7 мм  | 45 мм | FEP / тефлон | 180 мл/мин      |
| 17G    | 1.5 мм  | 45 мм | FEP / тефлон | 125 мл/мин      |
| 18G    | 1.3 мм  | 45 мм | FEP / тефлон | 80 мл/мин       |
| 20G    | 1.1 мм  | 32 мм | FEP / тефлон | 54 мл/мин       |
| 22G    | 0.9 мм  | 25 мм | FEP / тефлон | 33 мл/мин       |
| 24G    | 0.7 мм  | 19 мм | FEP / тефлон | 20 мл/мин       |
|        | 0.6 мм  | 16 мм | FEP / тефлон | 19 мл/мин       |