

Канюля внутривенная iLife SoftCathe

ФСЗ 2011/10947

с портом, с крыльями, тефлон / ФЭП, размер 14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G, длина 16-45 мм

iLife Medical Devices Pvt. Ltd., Индия



Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	тефлон / ФЭП
Размер	14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G
Длина катетера	16-45 мм

Описание

Канюля внутривенная SoftCathe – внутривенный катетер с перфорированными крыльями и инъекционным портом.

Свойства:

- Гибкие крылья имеют угол наклона 6°.
- Трехгранная заточка иглы и ребристый защитный колпачок.
- Устойчивый к перегибам катетер с портом для инъекций с цветовой маркировкой.
- Прозрачная камера индикации прокола.

Размеры катетеров SoftCathe

Размер	Диаметр	Длина	Материал	Скорость потока
14G	2.1 мм	45 мм	FEP / тефлон	270 мл/мин
16G	1.7 мм	45 мм	FEP / тефлон	180 мл/мин
17G	1.5 мм	45 мм	FEP / тефлон	125 мл/мин
18G	1.3 мм	45 мм	FEP / тефлон	80 мл/мин
20G	1.1 мм	32 мм	FEP / тефлон	54 мл/мин
22G	0.9 мм	25 мм	FEP / тефлон	33 мл/мин
24G	0.7 мм	19 мм	FEP / тефлон	20 мл/мин
	0.6 мм	16 мм	FEP / тефлон	19 мл/мин