

Канюля внутривенная TRO-Venocath

ФСЗ 2011/10164

с портом / без порта, с крыльями / без крыльев,
полиуретан / ФЭП, размер 14G / 15G / 16G / 17G / 18G
/ 19G / 20G / 21G / 22G / 23G / 24G / 26G

Troge Medical GmbH, Германия



Характеристики

Инъекционный порт	с портом / без порта
Фиксирующие крылья	с крыльями / без крыльев
Материал	полиуретан / ФЭП
Размер	14G / 15G / 16G / 17G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G / 23G / 24G / 26G

Описание

TRO-Venocath – внутривенный периферический катетер (канюля интравенозная) предназначен для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии.

Модификации TRO-Venocath

Название	Материал	Инъекционный порт	Крылья
TRO-Venocath	FEP	-	с крыльями
TRO-Venocath plus	FEP	с портом	с крыльями
TRO-Venocath neo	FEP	-	с маленькими крыльями
TRO-Venocath sine	FEP	-	-
TRO-Venocath novo	Полиуретан	-	с крыльями
TRO-Venocath novo plus	Полиуретан	с портом	с крыльями
TRO-Venocath novo sine	Полиуретан	-	-

Свойства и преимущества:

- внутривенный периферический катетер TRO-Venocath является нетромбогенным и доступен в широком ассортименте;
- техника установки катетера в вену «на игле»;

- специально для техники установки катетера внутривенного в вену «на игле» кончик катетера имеет плавное конусовидное сужение, а проводниковая игла особую геометрию острия (трехгранная заточка с обратным боковым срезом и специальная шлифовка иглы), которые обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда;
- камера обратного тока крови позволяет быстро определять успешность проведения венепункции;
- специальные «крылышки» позволяют надежно зафиксировать катетер на коже пациента, тем самым значительно снизить риск механического повреждения внутренней стенки сосуда и развития механического флебита;
- тонкостенная конструкция катетерной трубки позволяет обеспечивать максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре катетера;
- упругий с очень гладкой поверхностью Тeflon для стандартных случаев со сроком катетеризации в пределах 24-48 часов;
- более мягкий и термопластичный PUR для сложных вен и более длительной катетеризации в пределах 48-72 часов;
- инъекционный порт для болюсного введения медикаментов и промывания катетера;
- безлатексная технология производства катетеров - гарантия отсутствия риска развития аллергических реакций на латекс;
- внутривенный периферический катетер семейства TRO-Venocath не содержат ПВХ и может использоваться для введения особых групп лекарственных средств;
- рентгеноконтрастная трубка катетера обеспечивает дополнительную степень безопасности, позволяя осуществлять контроль за дистальным кончиком катетера в случае его повреждения;
- цветовая кодировка размера катетера.

Также доступны катетеры TRO-Venocath 2 с гидрофобной мембраной для предотвращения утечки крови из катетера.