

Холтеровский монитор ЭКГ Кардиан КР-01 / КР-02

ФСЗ 2012/12877

ЭКГ трехканальная / двенадцатиканальная,
регистрация данных до 72 ч, голосовой дневник, канал
акселерометра, регистрация импульсов
имплантированного кардиостимулятора, подключение
к ПК, размеры 110×60×25 мм

КАРДИАН УП, Беларусь



Характеристики

ЭКГ	трехканальная / двенадцатиканальная
Время регистрации данных	72 ч
Дисплей	с подсветкой
Голосовой дневник	Да
Канал акселерометра	Да
Определение кардиостимулятора	Да
Подключение к ПК	Да
Хранение данных	Да
Размеры	110×60×25 мм

Описание

Система холтеровского мониторингирования Кардиан «КР-01» / «КР-02» – современная, надежная, легкая в работе и обслуживании система суточной записи и анализа ЭКГ. Современный, компактный, удобный в работе регистратор обеспечивает стабильную работу даже в самых сложных условиях. Для программирования и задания параметров мониторингирования используется беспроводная связь. Запись осуществляется на энергонезависимую флеш-карту. Легкий и интуитивно-понятный интерфейс программного обеспечения создан специально для врачей, в том числе обладающих только начальными знаниями компьютера.

Характеристики:

- Регистрация ЭКГ в 3/12 отведениях
- Запись ЭКГ до 3 суток на съемную флеш-карту
- Беспроводное программирование кардиорегистратора
- Регистрация положения тела человека
- Аудио-дневник

- Автоматический анализ аритмий
- Анализ сегмента ST, интервалов QT, PQ; дисперсии QT, QRS
- Анализ динамики зубца T
- Анализ кардиостимуляции (1-2-3 камерной)
- Анализ вариабельности сердечного ритма во временной и спектральной области
- Анализ турбулентности сердечного ритма
- 3D визуализация
- Формирование автоматического заключения по результатам анализа
- Интеграция данных в IT системы учреждений