

Кассета стерилизационная Sterrad 100NX

ФСЗ 2010/06764

для стерилизаторов STERRAD, штрихкод, количество циклов 5, в упаковке 2 шт.

Advanced Sterilization Products, США



Характеристики

Для стерилизаторов	STERRAD
Штрихкод	Да
Количество циклов	5
В упаковке	2 шт.

Дополнительные характеристики

Кассеты Sterrad 100NX предназначены для использования только в соответствующей модели стерилизатора STERRAD в качестве источника действующего вещества. Кассета размещается в специальном отсеке стерилизатора и автоматически загружается внутрь системы.

Кассеты Sterrad 100NX рассчитаны на определенное количество циклов:

- 5 циклов – в стерилизаторах STERRAD 50, 100S, NX, 100NX
- 2 цикла – в стерилизаторах STERRAD 200

Кассета Sterrad 100NX представляет собой пластмассовый футляр, содержащий 10 ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. В начале каждого цикла система автоматически прокалывает ячейку. В каждом цикле последовательно используются 2 ампулы.

Действующее вещество (стерилизующий агент): 58-59.5% раствор пероксида водорода.

Кассеты Sterrad 100NX применяются однократно. Использованные кассеты утилизируются как бытовые отходы. Система автоматически контролирует срок годности кассеты, установленной в стерилизатор.

На картонную коробку каждой кассеты нанесен химический индикатор в виде полосы белого цвета. В случае утечки пероксида водорода белый цвет индикаторной полосы меняется на красный. Такие кассеты не подлежат использованию, их утилизируют как химические отходы с соблюдением правил, установленных в ЛПУ.

Условия хранения: температура от +15 до +30°C

Срок годности: 9 месяцев