

Каталка больничная Артинокс AR-A82

ФСЗ 2010/06386

каталка, без регулировки, диаметр колёс 125 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	каталка
Ложе	металлический лист
Механизм регулирования высоты	без регулировки
Диаметр колёс	125 мм
Боковые барьеры	есть
Наличие матраса	есть
Угол наклона спинной секции	0-50 °
Размеры матраса	1900×600×30 мм

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	650 мм
Высота	950 мм

Дополнительные характеристики

Каталка AR-A82, Артинокс, Беларусь.

Материал: металл в полимере, регулировка угла наклона спинной секции в диапазоне 0-50° с механической фиксацией, регулировка высоты боковых барьеров в диапазоне 0–200 мм (автофиксация) - матрас съёмный, с полумягким наполнением и чехлом из кожзаменителя медицинской серии (1900×600×30 мм);

Колёса: 4 самоцентрирующихся колеса Ø125 мм (2 – с тормозом).

Габаритные размеры (Д×Ш×В): 1950×650×950 мм.