

Каталка больничная Артинокс AR-A82.1

ФСЗ 2010/06386

каталка, гидропривод, диаметр колёс 125 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	каталка
Ложе	металлический лист
Механизм регулирования высоты	гидропривод
Диаметр колёс	125 мм
Боковые барьеры	есть
Наличие матраса	есть
Носилки	нет
Угол наклона спинной секции	0-50 °
Размеры матраса	1900×600×30 мм

Габариты

Длина	1950 мм
Ширина	650 мм
Высота	950 мм

Дополнительные характеристики

Каталка AR-A82.1, Артинокс, Беларусь.
Материал: металл в полимере, регулировка угла наклона спинной секции в диапазоне 0-50° с механической фиксацией, регулировка высоты боковых барьеров в диапазоне 0-200 мм (автофиксация) - матрац съёмный, с полумягким наполнением и чехлом из кожзаменителя медицинской серии (1900×600×30 мм);
Колёса: 4 самоцентрирующихся колеса Ø125 мм (2 - с тормозом);
Привод: с механизмом подъема ложа с гидравлическим приводом, управляемым ножной педалью (диапазон высот от 540 до 930 мм);
Габаритные размеры: Д×Ш×В: 1950×650×950 мм.