

Каталка медицинская Lojer 4310 для умывания больных

ФСЗ 2010/08097

каталка, для душа, гидропривод, диаметр колёс 150 мм, допустимая нагрузка 190 кг

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Тип	каталка
Для душа	Да
Ложе	стальной лист
Механизм регулирования высоты	гидропривод
Диаметр колёс	150 мм
Боковые барьеры	есть
Наличие матраса	есть
Носилки	нет
Допустимая нагрузка	190 кг

Габариты

Длина	2020 мм
Ширина	760 мм
Высота	540 - 870 мм

Дополнительные характеристики

Каталка для душа Lojer 4310

Мебель для душа компании Lojer разработана в соответствии с потребностями среднего медицинского персонала. Конструкция выпускаемого компанией Lojer оборудования для душевых процедур разработано в тесном взаимодействии с медицинским персоналом, что привело к созданию не имеющего аналога ассортимента продукции.

Прочная каталка для душевых процедур отличается гидравлической регулировкой высоты ножной pedalью в диапазоне 54 – 89 см. Каталка оснащена теплоизоляционной обивкой и подушкой. Боковые ограждения могут легко регулироваться с обоих концов. Каркас выполнен из нержавеющей стали с эпоксидным покрытием.

Каталка оснащена высококачественными, износостойкими, водонепроницаемыми роликами с колесами диаметром 150 мм и блокирующимся направляющим колесом, облегчающим маневрирование в палате и в коридорах. Для слива воды каталка с помощью пневмопружины наклоняется; каталка снабжена дренажным шлангом с устройством, предотвращающим стекание капель, и фиксирующей скобой.

Принадлежности:

- подушка кушетки для душевых процедур (запасная часть 43107021);
- матрас кушетки для душевых процедур (запасная часть 43107000).