

Каталка медицинская Lojer 4315

ФСЗ 2010/08097

каталка, гидропривод, диаметр колёс 125 мм,
допустимая нагрузка 170 кг

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Тип	каталка
Ложе	стальной лист
Механизм регулирования высоты	гидропривод
Диаметр колёс	125 мм
Боковые барьеры	есть
Наличие матраса	есть
Носилки	нет
Тренделенбург/антиТренделенбург	0 - 7 °
Допустимая нагрузка	170 кг
Вес	78 кг

Габариты

Длина	2100 мм
Ширина	740 мм
Высота	550 - 850 мм

Дополнительные характеристики

Lojer 4315 - Транспортировочная каталка с возможностью регулирования высоты при помощи гидравлической системы. Пневматический привод обеспечивает регулировку спинки и выставление положения Тренделенбурга. Каталка оснащена колесами с замком, амортизирующими бамперами, боковыми рельсами, гнездами для крепления штативов. Поручень для перемещения каталки можно отводить в сторону.

Особенности Lojer 4315:

- регулировка высоты с помощью гидравлики и педалей;
- регулировка спинки пневмоприводом;
- выставление наклона Тренделенбурга;
- разная ширина матраса на выбор заказчика;
- каркас покрыт порошковым напылением;
- колеса диаметром 125 мм с центральной блокировкой;
- совместная разработка с финскими врачами ЛПУ.