

Каталка-перекладчик пациента Орторент Адьютор

Г004-00110-00/03270786

каталка, электропривод, допустимая нагрузка 200 кг

Орторент ООО, Россия



Характеристики

Тип	каталка
Механизм регулирования высоты	электропривод
Боковые барьеры	есть
Допустимая нагрузка	200 кг
Вес	300 кг


Описание

Орторент Адьютор – каталка-перекладчик пациента внутрибольничный автоматизированный, предназначенная для перемещения и перекладывания пациентов с нарушениями функции подвижности в пределах медицинского учреждения. Принцип действия – использование электромеханических устройств для снижения физических усилий персонала при перемещении каталки и перекладке пациента.

Применяется в хирургических и реанимационных отделениях, приёмных покоях, травматологии, кардиологии и родильных отделениях, а также при транспортировке пациентов на диагностические исследования.

Варианты комплектации:

- **Базовая** – перемещение каталки вручную; регулировка высоты перекладочной поверхности и перекладка пациента – с выносного пульта.
- **Расширенная** – дополнительно оснащается приводным колесом с рукояткой-пультом для автоматизированного перемещения вперёд и назад, включая функцию «Круиз-контроль» (без необходимости удерживать кнопку движения).



Конструктивные особенности:

- Выдвижная перекладочная поверхность для перекладки пациента без физических усилий персонала.
- Электронная регулировка высоты перекладочной поверхности.
- Складные ограничители (перила) по обеим продольным сторонам стола.
- Комплект фиксаторов (манжет на липучках) для рук и ног пациента.
- Держатель для кислородного баллона диаметром 100-119 мм.
- Крепление для инфузионной стойки.
- Блокировка опорных колёс педально-рычажным механизмом на время перекладки пациента.
- Индикация уровня заряда аккумулятора и неисправности на пульте управления.

Технические характеристики

Масса	300 кг
Безопасная рабочая нагрузка	200 кг
Габариты (ширина×длина)	825×2155 мм
Перекладочная поверхность: - высота (опущено/поднято) - ширина и длина - ширина и длина в выдвинутом состоянии - ширина полотна	635/1035 мм 665×1900 мм 1295×1900 мм 1840 мм
Радиус разворота	не менее 1155 мм
Максимальная скорость перемещения с приводным колесом	0.5 м/с
Время зарядки аккумулятора	до 6 ч
Количество рабочих циклов от полного заряда	не менее 120

Комплект поставки:

1. Каталка-перекладчик пациента (в сборе): 1 шт.
2. Зарядное устройство: 1 шт.
3. Стойка инфузионная (штатив медицинский): 1 шт.
4. Комплект фиксаторов конечностей пациента: 1 шт.
5. Комплект приводного колеса и рукоятки-пульта (в расширенной комплектации): 1 шт.