

Катетер ангиографический Performa Pigtail прямой

ФСЗ 2011/10775

Pigtail, 4F / 5F / 6F, длина 800 мм / 900 мм / 1100 мм / 1250 мм, отверстия 5 шт.



Merit Medical Systems Inc., США

Характеристики

Тип	Pigtail
Размер по Шаррьеру	4F / 5F / 6F
Длина	800 мм / 900 мм / 1100 мм / 1250 мм
Боковые отверстия	5 шт.

Дополнительные характеристики

Катетер ангиографический MERIT Performa Straight Cardiac Pigtail.

Каталожные номера	Размер F	Внутренний диаметр	Длина	Длина кончика	Рекомендуемый проводник	Описание	Количество боковых отверстий	Малая кривизна pigtail
-------------------	----------	--------------------	-------	---------------	-------------------------	----------	------------------------------	------------------------

КАТЕТЕРЫ PERFORMA ПРЯМЫЕ КАРДИАЛЬНЫЕ PIGTAIL

7704-70	4	0,042"/1,07 мм	80 см	6,5 см	0,038" (0,97 мм)	Pigtail с оплёткой	5	
7704-10	4	0,042"/1,07 мм	110 см	6,5 см	0,038" (0,97 мм)	Pigtail с оплёткой	5	
7776-11	5	0,046"/1,17 мм	90 см	5,0 см	0,038" (0,97 мм)	Pigtail с оплёткой	5	да
7776-21	5	0,046"/1,17 мм	110 см	5,0 см	0,038" (0,97 мм)	Pigtail с оплёткой	5	да
7776-B1	5	0,052"/1,32 мм	110 см	4,6 см	0,038" (0,97 мм)	Pigtail без оплётки	5	да
7602-11	5	0,052"/1,32 мм	110 см	7,5 см	0,038" (0,97 мм)	Pigtail без оплётки	5	
7529-11	5	0,046"/1,17 мм	110 см	7,5 см	0,038" (0,97 мм)	Pigtail с оплёткой	5	
7529-43	5	0,046"/1,17 мм	125 см	7,5 см	0,038" (0,97 мм)	Pigtail с оплёткой	5	
7569-11	6	0,059"/1,49 мм	110 см	8,0 см	0,038" (0,97 мм)	Pigtail без оплётки	5	
7509-11	6	0,054"/1,37 мм	110 см	7,5 см	0,038" (0,97 мм)	Pigtail с оплёткой	5	
7777-B1	6	0,059"/1,49 мм	110 см	4,8 см	0,038" (0,97 мм)	Pigtail без оплётки	5	да
7777-21	6	0,059"/1,49 мм	110 см	4,6 см	0,038" (0,97 мм)	Pigtail с оплёткой	5	да
7509-43	6	0,059"/1,49 мм	125 см	7,5 см	0,038" (0,97 мм)	Pigtail с оплёткой	5	
7569-43	6	0,059"/1,49 мм	125 см	8,0 см	0,038" (0,97 мм)	Pigtail без оплётки	5	

