

Катетер для торакального дренажа BALTON без троакара, 500 мм

ФСЗ 2009/05920

прямой, материал поливинилхлорид, размер 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 CH/Fr, длина катетера 500 мм, без троакара

Balton Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Тип	прямой
Материал	поливинилхлорид
Размер	16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 CH/Fr
Длина катетера	500 мм
Наличие троакара	без троакара
Рентгеноконтрастная полоса	Да

Дополнительные характеристики

Катетеры для торакального дренажа BALTON без троакара - используется для аспирации газа или жидкости из грудной полости. Изготовлен из высококачественного медицинского ПВХ. Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролировать положение катетера. Боковые отверстия способствуют эффективному дренированию.

Код товара:Размер (F) / длина катетера, см:

- DKP16F50 16F / 50
- DKP18F50 18F / 50
- DKP20F50 20F / 50
- DKP22F50 22F / 50
- DKP24F50 24F / 50
- DKP26F50 26F / 50
- DKP28F50 28F / 50
- DKP30F50 30F / 50
- DKP32F50 32F / 50
- DKP34F50 34F / 50
- DKP36F50 36F / 50