

Катетер дренажный Редона BALTON

ФСЗ 2009/05920

Редона, диаметр по Шарьеру 6 CH / 8 CH / 10 CH / 12 CH / 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH, длина 500 мм / 700 мм

Balton Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Тип	Редона
Обозначение по Шарьеру	6 CH / 8 CH / 10 CH / 12 CH / 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH
Длина катетера	500 мм / 700 мм

Дополнительные характеристики

Катетер аспирационный BALTON тип Redon - используется для дренирования, имеет стандартные отверстия (типа REDON).
Изготовлен из ПВХ медицинского назначения.

Артикул: KOR.
Формат каталожного номера: KOR18F70.

Длина / размеры по Шарьеру:
- 50 см: 6F / 8F
- 70 см: 10F / 12F / 14F / 16F / 18F / 20F / 22F / 24F / 26F / 28F / 30F / 32F