

Катетер дуоденальный отсасывающий Левина Ассомедика

ФСЗ 2010/06636

зонд для энтерального питания / дуоденальный,
материал поливинилхлорид без фталатов, по
Шарьеру 04 CH / 06 CH / 08 CH / 10 CH / 12 CH / 14 CH
/ 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 25 CH / 26 CH
/ 28 CH / 30 CH / 32 CH / 35 CH / 36 CH, длина зонда
150-4000 мм, с коннектором, с рентгеноконтрастом

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	для энтерального питания / дуоденальный
Материал	поливинилхлорид без фталатов
Обозначение по Шарьеру	04 CH / 06 CH / 08 CH / 10 CH / 12 CH / 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 25 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH / 35 CH / 36 CH
Длина зонда	150-4000 мм
Отверстия	4 шт.
Коннектор	Да
С рентгеноконтрастом	Да

Дополнительные характеристики

Катетер отсасывающий Левина предназначен для взятия и дренирования содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки, а также для энтерального питания.

Описание:

- атравматичный дистальный конец;
- прозрачный материал позволяет визуально оценить характер содержимого;
- термопластичный материал смягчается при температуре тела;
- открытый конец, 4 боковых отверстия;
- возможность использования катетера до 4-х недель;
- возможно изготовление катетеров с рентгеноконтрастной полосой, что позволяет контролировать положение катетера.

Технические характеристики:

- наружный диаметр D, CH – от 4 до 36, цветовая кодировка коннектора в соответствии с международными стандартами;

- длина L, мм – 150-4000;
- трубка с/без РКП;
- изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного медицинского ПВХ, не содержит фталатов;
- стерилен, предназначен для однократного применения;
- катетер может быть изготовлен в другой конфигурации по требованию заказчика;
- индивидуальная упаковка;
- срок годности (стерильности) 5 лет с даты производства.