

Катетер Нелатона Vygon 420

ФСЗ 2012/12740

Нелатона, наконечник стандартный, мужской / детский, размер 4-24 Fr, длина 40 см

Vygon S.A., Франция



Характеристики

Тип	Нелатона
Наконечник	стандартный
Назначение	мужской / детский
Размер	4-24 Fr
Длина катетера	40 см

Описание

Катетер Нелатона Vygon 420 – прозрачный катетер из ПВХ с двумя боковыми отверстиями (тип Нелатон).
Используется для дренирования мочевого пузыря.

Размеры:

- Детские: 4 Fr / 6 Fr / 8 Fr / 10 Fr
- Взрослые: 12 Fr / 14 Fr / 16 Fr / 18 Fr / 21 Fr / 24 Fr

Длина катетера: 40 см