

Катетер центральный венозный KD-Triosoft

ФСЗ 2012/12083

3-канальный, стандартный, размер катетера 5F / 7F,
длина катетера 15 см / 20 см / 30 см

KD Medical GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Тип	3-канальный
Вид	стандартный
Размер катетера	5F / 7F
Длина катетера	15 см / 20 см / 30 см

Описание

KD-Triosoft – катетер центральный венозный для катетеризации крупных вен по методике Сельдингера для обеспечения постоянно функционирующего оперативного доступа к венозному руслу при необходимости длительной лекарственной инфузии, мониторинга центрального венозного давления, парентерального питания, а также при проведении эфферентных методов лечения

Состав и характеристики:

- функциональная игла – изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали;
- одноканальный катетер из полиуретана с рентгенконтрастным кончиком, градуировкой, фиксирующим устройством и дополнительным зажимом;
- J-образный металлический, устойчивый к перегибам проводник с направляющим устройством Дилататор (интродьюсер) из ПВХ мед. назначения;
- дополнительный переходник-заглушка с соединением Луер-Локк Шприц 5,0 мл, трехкомпонентный, Луер-Локк;
- трехходовой краник, резистентный к препаратам, содержащих липиды Скальпель;
- дополнительный передвижной фиксатор;
- все элементы набора изготовлены из гипоаллергенных и нетоксичных материалов;
- индивидуальная блистерная упаковка.