

Катетер Нелатона Ассомедика мужской

ФСЗ 2010/06636

Нелатона, наконечник стандартный, мужской, размер 4-36 Ch, длина 10-200 см

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	Нелатона
Наконечник	стандартный
Назначение	мужской
Размер	4-36 Ch
Длина катетера	10-200 см

Описание

Катетеры Нелатона Ассомедика мужские применяются в урологии для однократного дренажа мочевого пузыря, введения лекарственных средств в мочевой пузырь и его промывания.

Размеры: от 4 до 36 CH

Длина: от 10 до 200 см

Материал трубки: прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный медицинский ПВХ, не содержит фталатов

Рентгеноконтрастность: с РКП / без РКП

- ☐Стерильные, для однократного применения
- ☐В индивидуальной упаковке
- ☐Срок годности 5 лет

Особенности:

- Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида.
- Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей.
- Закрытый дистальный конец имеет закруглённую форму и обеспечивает безболезненное атравматичное введение.
- Два боковых отверстия.
- Не перекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам, не перекрывающий просвет.
- Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение.

- Универсальный воронкообразный коннектор подходит к мочеприёмнику любого типа.

Инструкция по применению