

Катетер внутривенный BD Angiocath

ФСЗ 2009/05474

без порта, без крыльев, ФЭП, размер 10G / 12G / 14G / 16G / 18G / 20G / 22G / 24G, длина 19-133 мм

Becton Dickinson, США



Характеристики

Инъекционный порт	без порта
Фиксирующие крылья	без крыльев
Материал	ФЭП
Размер	10G / 12G / 14G / 16G / 18G / 20G / 22G / 24G
Длина катетера	19-133 мм

Описание

BD Angiocath – периферический внутривенный катетер. Доступны модели большей длины для специального размещения.

Размер	Внешний □	Длина канюли	Цвет
24G	0.7 мм	19 мм	желтый
22G	0.85 мм	25 мм	синий
20G	1.1 мм	30 мм / 48 мм	розовый
18G	1.3 мм	30 мм / 48 мм	зеленый
16G	1.7 мм	30 мм / 48 мм / 83 мм / 133 мм	серый
14G	2.1 мм	30 мм / 48 мм / 83 мм / 133 мм	оранжевый
12G	2.7 мм	76 мм	бледно-голубой
10G	3.3 мм	76 мм	коричневый