

Катетер питающий Ассомедика

ФСЗ 2010/06636

зонд для энтерального питания, материал поливинилхлорид без фталатов, по Шарьеру 04 CH / 06 CH / 08 CH / 10 CH / 12 CH / 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 25 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH / 35 CH / 36 CH, длина зонда 50-2000 мм, с коннектором, с рентгеноконтрастом

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	для энтерального питания
Материал	поливинилхлорид без фталатов
Обозначение по Шарьеру	04 CH / 06 CH / 08 CH / 10 CH / 12 CH / 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 25 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH / 35 CH / 36 CH
Длина зонда	50-2000 мм
Коннектор	Да
С рентгеноконтрастом	Да

Дополнительные характеристики

Катетер питающий предназначен для энтерального питания и введения лекарственных средств.

Описание:

- предназначен для энтерального питания и введения лекарственных средств;
- мягкий закругленный кончик обеспечивает атравматичность процедуры введения катетера;
- специально обработанная поверхность избавляет от необходимости применения смазывающих средств;
- особое расположение боковых отверстий снижает риск развития «демпинг» - синдрома;
- просвет не перекрывается при скручивании;
- коннектор с герметично закрывающейся пробкой (выдерживающей многократное открытие-закрытие) препятствует вытеканию жидкости и предотвращает инфицирование содержимого катетера;
- коннектор адаптирован к применению с автоматическими дозирующими устройствами;
- выпускаются с рентгеноконтрастной полосой или без нее, с /без маркировки трубки;
- могут использоваться в течение 4-х недель, не теряя своих свойств.

Технические характеристики:

- наружный диаметр D, CH – от 4 до 36, цветовая кодировка коннектора в соответствии с международными стандартами;

- длина L, мм – 50-2000
- трубка с/без РКП;
- изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного медицинского ПВХ, не содержит фталатов;
- стерилен, предназначен для однократного применения;
- катетер может быть изготовлен в другой конфигурации по требованию заказчика;
- индивидуальная упаковка;
- срок годности (стерильности) 5 лет с даты производства.