

Катетер ректальный Ассомедика

ФСЗ 2010/06636

зонд ректальный, материал поливинилхлорид без фталатов, по Шарьеру 04 CH / 06 CH / 08 CH / 10 CH / 12 CH / 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 25 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH / 35 CH / 36 CH, длина зонда 150-4000 мм, с коннектором

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	ректальный
Материал	поливинилхлорид без фталатов
Обозначение по Шарьеру	04 CH / 06 CH / 08 CH / 10 CH / 12 CH / 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 25 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH / 35 CH / 36 CH
Длина зонда	150-4000 мм
Коннектор	Да

Дополнительные характеристики

Катетер ректальный предназначен для введения лекарственных средств и дренажа прямой кишки.

Описание:

- используются после хирургических вмешательств на кишечнике;
- слизистая прямой кишки абсорбирует лекарства почти также быстро, как и при внутривенном введении, поэтому необходимо избегать применения
- фталатсодержащих изделий в этой области;
- термопластичный материал смягчается при температуре тела;
- травматичный закрытый конец, 2 боковых отверстия

Технические характеристики:

- наружный диаметр D, CH – от 4 до 36, цветовая кодировка коннектора в соответствии с международными стандартами, для быстрого определения размера катетера;
- длина L, мм – 150-4000;
- трубка с/без РКП;
- изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного медицинского ПВХ, не содержит фталатов;
- стерилен, предназначен для однократного применения;
- катетер может быть изготовлен в другой конфигурации по требованию заказчика;

- индивидуальная упаковка;
- срок годности (стерильности) 5 лет с даты производства.