

Катетер торакальный Redax прямой, 500 мм, силикон

ФСЗ 2011/11376

прямой, дистальный конец открытый, материал
силикон, размер 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 28 / 30 / 33 / 36
CH/Fr, диаметр 4.0 мм / 5.0 мм / 6.0 мм / 7.0 мм / 8.0
мм / 9.3 мм / 10.0 мм / 11.0 мм / 12.0 мм, длина
катетера 500 мм, без троакара



Redax S.p.A., Италия

Характеристики

Тип	прямой
Дистальный конец	открытый
Материал	силикон
Отверстия	эллипсоидные гладкие боковые
Размер	12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 28 / 30 / 33 / 36 CH/Fr
Внешний диаметр	4.0 мм / 5.0 мм / 6.0 мм / 7.0 мм / 8.0 мм / 9.3 мм / 10.0 мм / 11.0 мм / 12.0 мм
Длина катетера	500 мм
Наличие троакара	без троакара
Маркировка	Да
Рентгеноконтрастная полоса	Да

Дополнительные характеристики

Катетер торакальный Redax прямой, силикон - предназначен для интраоперационной установки дренажа в торакальной и кардиохирургии.

Гладкий закругленный наконечник на проксимальном конце обеспечивает атравматичность при выводе катетера из плевральной полости наружу.

Открытый дистальный конец катетера и боковые отверстия обеспечивают надежность дренирования. Рентгеноконтрастная полоска, четкая маркировка по длине облегчают постановку катетера и контроль его расположения.

Высококачественные материалы, используемые для изготовления катетеров, обеспечивают термопластичность, биосовместимость, атромбогенность.

Принадлежности: каталог переходников.