

Катетер торакальный Redax с троакаром, 250 мм, закрытый

ФСЗ 2011/11376

прямой, дистальный конец закрытый / тупой,
материал поливинилхлорид, размер 12 / 16 / 18 CH/Fr,
диаметр 4.0 мм / 5.3 мм / 6.0 мм, длина катетера 250
мм, с троакаром

Redax S.p.A., Италия



Характеристики

Тип	прямой
Дистальный конец	закрытый / тупой
Материал	поливинилхлорид
Отверстия	гладкие боковые
Размер	12 / 16 / 18 CH/Fr
Внешний диаметр	4.0 мм / 5.3 мм / 6.0 мм
Длина катетера	250 мм
Наличие троакара	с троакаром
Маркировка	Да
Переходник	Да
Рентгеноконтрастная полоса	Да

Дополнительные характеристики

Катетер торакальный Redax с троакаром - предназначен для быстрого и безопасного дренирования плевральной полости, используя принцип «катетер-на-игле». Изделие представляет собой металлический троакар, установленный внутри полой трубки – торакального катетера.

Гладкий, закругленный наконечник катетера закрывает троакар и последний используется только в качестве направителя при установке через раневой канал. Торакальный катетер, который после установки остается в плевральной полости, изготовлен из термопластичного материала, адаптирующегося к анатомическим особенностям и уменьшающего дискомфорт пациента. Рентгенконтрастная полоска и четкая разметка по длине позволяют легко определить местоположение катетера.

Принадлежности: каталог переходников.