

Катетер торакальный Redax с троакаром, 270 мм, острый

ФСЗ 2011/11376

прямой, дистальный конец острый / открытый,
материал поливинилхлорид, размер 16 CH/Fr,
диаметр 5.3 мм, длина катетера 270 мм, с троакар

Redax S.p.A., Италия



Характеристики

Тип	прямой
Дистальный конец	острый / открытый
Материал	поливинилхлорид
Отверстия	гладкие боковые, два оконечных дренажных отверстия
Размер	16 CH/Fr
Внешний диаметр	5.3 мм
Длина катетера	270 мм
Наличие троакара	с троакар
Маркировка	Да
Переходник	Да
Рентгеноконтрастная полоса	Да

Дополнительные характеристики

Катетер торакальный Redax с троакар, острый - предназначен для быстрого и безопасного дренирования плевральной полости, используя принцип «катетер-на-игле». Изделие представляет собой металлический троакар.

Плевра прокалывается трехгранным наконечником троакара. Торакальный катетер, который после установки остается в плевральной полости, изготовлен из термопластичного материала, адаптирующегося к анатомическим особенностям и уменьшающего дискомфорт пациента. Рентгенконтрастная полоска и четкая разметка по длине позволяют легко определить местоположение катетера.

Принадлежности: каталог переходников.