

Катетер торакальный Redax с троакаром, 400 мм, закрытый

ФСЗ 2011/11376

прямой, дистальный конец закрытый / тупой,
материал поливинилхлорид, размер 20 / 24 / 28 / 32
CH/Fr, диаметр 6.6 мм / 8.0 мм / 9.3 мм / 10.6 мм,
длина катетера 400 мм, с троакаром

Redax S.p.A., Италия



Характеристики

Тип	прямой
Дистальный конец	закрытый / тупой
Материал	поливинилхлорид
Отверстия	гладкие боковые
Размер	20 / 24 / 28 / 32 CH/Fr
Внешний диаметр	6.6 мм / 8.0 мм / 9.3 мм / 10.6 мм
Длина катетера	400 мм
Наличие троакара	с троакаром
Маркировка	Да
Переходник	Да
Рентгеноконтрастная полоса	Да

Дополнительные характеристики

Катетер торакальный Redax с троакаром предназначен для быстрого и безопасного дренирования плевральной полости, используя принцип «катетер-на-игле». Изделие представляет собой металлический троакар, установленный внутри полой трубки – торакального катетера.

Гладкий, закругленный наконечник катетера закрывает троакар и последний используется только в качестве направителя при установке через раневой канал. Торакальный катетер, который после установки остается в плевральной полости, изготовлен из термопластичного материала, адаптирующегося к анатомическим особенностям и уменьшающего дискомфорт пациента. Рентгенконтрастная полоска и четкая разметка по длине позволяют легко определить местоположение катетера.

Принадлежности: каталог переходников.