

Катетер торакальный Redax изогнутый, 500 мм, силикон

ФСЗ 2011/11376

изогнутый, дистальный конец открытый, материал силикон, размер 24 / 28 / 30 / 33 / 36 CH/Fr, диаметр 8.0 мм / 9.3 мм / 10.0 мм / 11.0 мм / 12.0 мм, длина катетера 500 мм, без троакара

Redax S.p.A., Италия



Характеристики

Тип	изогнутый
Дистальный конец	открытый
Материал	силикон
Отверстия	эллипсоидные гладкие боковые
Размер	24 / 28 / 30 / 33 / 36 CH/Fr
Внешний диаметр	8.0 мм / 9.3 мм / 10.0 мм / 11.0 мм / 12.0 мм
Длина катетера	500 мм
Наличие троакара	без троакара
Маркировка	Да
Рентгеноконтрастная полоса	Да

Дополнительные характеристики

Катетер торакальный Redax изогнутый, силикон - предназначен для интраоперационной установки дренажа в торакальной и кардиохирургии.

Гладкий закругленный наконечник на проксимальном конце обеспечивает атравматичность при выводе катетера из плевральной полости наружу. Открытый дистальный конец катетера и боковые отверстия обеспечивают надежность дренирования.

Рентгенконтрастная полоска, четкая маркировка по длине облегчают постановку катетера и контроль его расположения.

Высококачественные материалы, используемые для изготовления катетеров, обеспечивают термопластичность, биосовместимость, атромбогенность.

Принадлежности: каталог переходников