

Катетер хирургический дренажный Ассомедика

РЗН 2015/2746

круглый, диаметр по Шарьеру 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH, материал поливинилхлорид без фталатов, длина по заказу, без троакара

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	круглый
Обозначение по Шарьеру	14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH
Материал	поливинилхлорид без фталатов
Длина по заказу	Да
Без троакара	Да

Дополнительные характеристики

Катетер (трубка) хирургический дренажный (производства Ассомедика) предназначен для аспирационно-промывного лечения внутренних полостей в различных областях хирургии.

Описание:

- гладкая поверхность трубки уменьшает адгезию фибрина и способствует более эффективному оттоку;
- наличие боковых отверстий обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки;
- количество отверстий по желанию заказчика;
- подсоединяется к сифонами для активного дренажа;
- термопластичный материал смягчается под воздействием температуры тела

Технические характеристики:

- наружный диаметр D, CH- от 4 до 36, цветовая кодировка коннектора в соответствии с международными стандартами, для быстрого определения размера катетера;
- длина L, мм - 150-2000;
- изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного медицинского ПВХ, не содержит фталатов;
- стерилен, предназначен для однократного применения;
- катетер может быть изготовлен в другой конфигурации по требованию заказчика;
- индивидуальная упаковка;
- срок годности (стерильности) 5 лет с даты производства.

Допускается изменение длины, оформление концевой части катетеров и замена коннектора по согласованию с заказчиком.