


Катетер умбиликальный 1270.02

РЗН 2013/16

однопросветный, артериальный / венозный доступ,
полиуретан, размер 25 Fr, скорость потока 2 мл/мин,
наружный диаметр 08 мм, длина катетера 300 мм,
заглушка, кран, в упаковке 8 шт.

VYGON S.A., Франция



Характеристики

Тип	однопросветный
Доступ	артериальный / венозный
Материал	полиуретан
Размер	25 Fr
Скорость потока	2 мл/мин
Наружный диаметр	08 мм
Внутренний диаметр	05 мм
Длина катетера	300 мм
Объем заполнения	021 мл
Заглушка	Да
Кран	Да
Количество в упаковке	8 шт.

Дополнительные характеристики

Катетер из рентгеноконтрастного, прозрачного полиуретана (ПУР), может использоваться для венозного доступа (парентерального питания, введения лекарств) или для артериального (анализ газового состава крови, измерение артериального давления).