


Катетер умбиликальный 1270.03

РЗН 2013/16

однопросветный, артериальный / венозный доступ,
полиуретан, размер 35 Fr, скорость потока 11 мл/мин,
наружный диаметр 12 мм, длина катетера 400 мм,
заглушка, кран, в упаковке 8 шт.

VYGON S.A., Франция



Характеристики

Тип	однопросветный
Доступ	артериальный / венозный
Материал	полиуретан
Размер	35 Fr
Скорость потока	11 мл/мин
Наружный диаметр	12 мм
Внутренний диаметр	08 мм
Длина катетера	400 мм
Объем заполнения	034 мл
Заглушка	Да
Кран	Да
Количество в упаковке	8 шт.

Дополнительные характеристики

Катетер из рентгеноконтрастного, прозрачного полиуретана (ПУР), может использоваться для венозного доступа (парентерального питания, введения лекарств) или для артериального (анализ газового состава крови, измерение артериального давления).