


Катетер умбиликальный 1270.04

РЗН 2013/16

однопросветный, артериальный / венозный доступ,
полиуретан, размер 4 Fr, скорость потока 18 мл/мин,
наружный диаметр 15 мм, длина катетера 400 мм,
заглушка, кран, в упаковке 20 шт.

VYGON S.A., Франция



Характеристики

Тип	однопросветный
Доступ	артериальный / венозный
Материал	полиуретан
Размер	4 Fr
Скорость потока	18 мл/мин
Наружный диаметр	15 мм
Внутренний диаметр	08 мм
Длина катетера	400 мм
Объем заполнения	036 мл
Заглушка	Да
Кран	Да
Количество в упаковке	20 шт.

Дополнительные характеристики

Катетер из рентгеноконтрастного, прозрачного полиуретана (ПУР), может использоваться для венозного доступа (парентерального питания, введения лекарств) или для артериального (анализ газового состава крови, измерение артериального давления).