


Катетер умбиликальный 1270.05

РЗН 2013/16

однопросветный, артериальный / венозный доступ,  
полиуретан, размер 5 Fr, скорость потока 24 мл/мин,  
наружный диаметр 17 мм, длина катетера 400 мм,  
заглушка, кран, в упаковке 20 шт.

VYGON S.A., Франция



Характеристики

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Тип                   | однопросветный          |
| Доступ                | артериальный / венозный |
| Материал              | полиуретан              |
| Размер                | 5 Fr                    |
| Скорость потока       | 24 мл/мин               |
| Наружный диаметр      | 17 мм                   |
| Внутренний диаметр    | 1.0 мм                  |
| Длина катетера        | 400 мм                  |
| Объем заполнения      | 046 мл                  |
| Заглушка              | Да                      |
| Кран                  | Да                      |
| Количество в упаковке | 20 шт.                  |

Дополнительные характеристики

Катетер из рентгеноконтрастного, прозрачного полиуретана (ПУР), может использоваться для венозного доступа (парентерального питания, введения лекарств) или для артериального (анализ газового состава крови, измерение артериального давления).