


Катетер умбиликальный 1270.08

РЗН 2013/16

однопросветный, артериальный / венозный доступ,
полиуретан, размер 8 Fr, скорость потока 79 мл/мин,
длина катетера 400 мм, заглушка, кран, в упаковке 20
шт.

VYGON S.A., Франция



Характеристики

Тип	однопросветный
Доступ	артериальный / венозный
Материал	полиуретан
Размер	8 Fr
Скорость потока	79 мл/мин
Длина катетера	400 мм
Заглушка	Да
Кран	Да
Количество в упаковке	20 шт.

Дополнительные характеристики

Катетер из рентгеноконтрастного, прозрачного полиуретана (ПУР), может использоваться для венозного доступа (парентерального питания, введения лекарств) или для артериального (анализ газового состава крови, измерение артериального давления).