

Катетер умбиликальный 1272.04

РЗН 2013/16

двухпросветный, венозный доступ, полиуретан,
размер 4 Fr, скорость потока дистального просвета 15
мл/мин, длина катетера 200 мм, зажим, в упаковке 10
шт.

VYGON S.A., Франция



Характеристики

Тип	двухпросветный
Доступ	венозный
Материал	полиуретан
Размер	4 Fr
Скорость потока дистального просвета	15 мл/мин
Длина катетера	200 мм
Объем заполнения	026 мл
Просветы	дистальные 2 × 20G
Зажим	Да
Количество в упаковке	10 шт.

Дополнительные характеристики

Полностью рентгеноконтрастный полиуретановый венозный катетер с 2 отверстиями, используется для неотложных чрезвычайных ситуаций на короткий период. Имеет сглаженный дистальный кончик. Сантиметровая градуировка. Проксимальные удлинительные полиуретановые трубки длиной 5 см с зажимом. Исключает необходимость дополнительных венепункций в период использования катетера, что повышает комфорт новорожденных.