

Катетер умбиликальный 1274.14

РЗН 2013/16

двухпросветный, венозный доступ, полиуретан,
размер 4 Fr, скорость потока дистального просвета 6
мл/мин, проксимального просвета 7 мл/мин, длина
катетера 400 мм, зажим, в упаковке 10 шт.

VYGON S.A., Франция



Характеристики

Тип	двухпросветный
Доступ	венозный
Материал	полиуретан
Размер	4 Fr
Скорость потока дистального просвета	6 мл/мин
Скорость потока проксимального просвета	7 мл/мин
Длина катетера	400 мм
Объем заполнения	028 мл
Просветы	дистальный и проксимальный, 2 × 20G
Зажим	Да
Количество в упаковке	10 шт.

Дополнительные характеристики

Полностью рентгеноконтрастный полиуретановый венозный катетер с 2 отверстиями, используется для неотложных чрезвычайных ситуаций на короткий период. Имеет сглаженный дистальный кончик. Сантиметровая градуировка. Проксимальные удлинительные полиуретановые трубки длиной 5 см с зажимом. Исключает необходимость дополнительных венепункций в период использования катетера, что повышает комфорт новорожденных.