


Катетер умбиликальный 270.06

РЗН 2013/16

однопросветный, артериальный / венозный доступ,
ПВХ, размер 6 Fr, скорость потока 52 мл/мин,
наружный диаметр 2.00 мм, длина катетера 370 мм, в
упаковке 15 шт.

VYGON S.A., Франция



Характеристики

Тип	однопросветный
Доступ	артериальный / венозный
Материал	ПВХ
Размер	6 Fr
Скорость потока	52 мл/мин
Наружный диаметр	2.00 мм
Длина катетера	370 мм
Объем заполнения	043 мл
Количество в упаковке	15 шт.

Дополнительные характеристики

Однопросветные катетеры могут быть использованы для венозной (парентеральное питание, введение лекарственных препаратов, заменное переливание крови, забор крови и др.) или артериальной катетеризации (измерение артериального давления и другие лечебно-диагностические мероприятия). Эластичный, термочувствительный материал, открытый и сглаженный дистальный кончик для минимизации повреждений сосудов. Катетеры из рентгеноконтрастного, прозрачного поливинилхлорида (ПВХ) для краткосрочной пупочной катетеризации.