

Катетер уретральный Фолея Greatcare GCU 2011 силиконовый

РЗН 2018/7547

Фолея, наконечник стандартный, двухходовой,
мужской / женский / детский, размер 6-30 Fr, длина 40
см / 31 см

Ningbo Greatcare Trading Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	Фолея
Наконечник	стандартный
Количество ходов	двухходовой
Назначение	мужской / женский / детский
Размер	6-30 Fr
Длина катетера	40 см / 31 см

Описание

Катетер GCU 2011 – 2-ходовой силиконовый катетер Фолея. Сделан из 100% силикона. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря.

Размер	Баллон	Длина	Цвет
6 Fr	3 мл	31 см	красный
8 Fr	3-5 мл	31 см	черный
10 Fr	3-5 мл	31 см	серый
12 Fr	5-15 мл	40 см	белый
14 Fr	30 мл	40 см	зеленый
16 Fr	30 мл	40 см	оранжевый
18 Fr	30 мл	40 см	красный
20 Fr	30 мл	40 см	желтый
22 Fr	30 мл	40 см	фиолетовый
24 Fr	30 мл	40 см	синий
26 Fr	30 мл	40 см	розовый
28 Fr	30 мл	40 см	коричневый
30 Fr	30 мл	40 см	серый

Свойства:

- Из 100% силикона.
- Клапан пластиковый.
- Гладкая поверхность катетера позволяет легко вводить его в канал.
- Цветовое кодирование обеспечивает быстрое определение необходимого размера катетера.
- Стерилизовано ЕО (оксид этилена), срок годности 5 лет.
- Для однократного применения.