

Катетер урологический SUMI Кувелера

ФСЗ 2011/10986

Нелатона, наконечник Кувелера, размер 8-22 Ch,
длина 40 см

SUMI, Польша



Характеристики

Тип	Нелатона
Наконечник	Кувелера
Размер	8-22 Ch
Длина катетера	40 см

Описание

Катетер урологический SUMI Коувелэра

Длина: 400 мм

Размеры: 8CH / 10CH / 12CH / 14CH / 16CH / 18CH / 20CH / 22CH / 25CH

Характеристики:

- Изготовлен из медицинсково ПВХ.
- Цветной идентификационный код.
- Матовая наружная поверхность.
- Мягкий, гладкий кончик.
- Стерильный.
- Одноразового использования.