

Катетер урологический SUMI Нелатона мужской

ФСЗ 2011/10986

Нелатона, наконечник стандартный, мужской, размер 6-25 Ch, длина 40 см

SUMI, Польша



Характеристики

Тип	Нелатона
Наконечник	стандартный
Назначение	мужской
Размер	6-25 Ch
Длина катетера	40 см

Описание

Катетер урологический SUMI Нелатона мужской.

Длина: 400 мм.

Размеры: 6CH / 8CH / 10CH / 12CH / 14CH / 16CH / 18CH / 20CH / 22CH / 25CH.

Характеристики:

- изготовлен из эластичного ПВХ;
- технология «замороженной поверхности»;
- атравматичный дистальный конец;
- без риска перегибания;
- безлатексная;
- стерильный, одноразового использования.