

Катетер урологический SUMI Тиманна

ФСЗ 2011/10986

Нелатона, наконечник Тиманна, мужской, размер 6-25
Ch, длина 40 см, длина 400 мм

SUMI, Польша



Характеристики

Тип	Нелатона
Наконечник	Тиманна
Назначение	мужской
Размер	6-25 Ch
Длина катетера	40 см
Длина катетера	400 мм

Описание

Катетер урологический SUMI Тиманна.

Длина: 400 мм.
Размеры: 6CH / 8CH / 10CH / 12CH / 14CH / 16CH / 18CH / 20CH / 22CH / 25CH.

- Характеристики:**
- Изготовлен из медицинского ПВХ.
 - Цветной идентификационный код.
 - Матовая наружная поверхность.
 - Мягкий, гладкий кончик.
 - Стерильный.
 - Одноразового использования.