

Катетер урологический Ассомедика Тиманна

ФСЗ 2010/06636

Нелатона, наконечник Тиманна, мужской, размер 4-36

Ch, длина 10-200 см

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	Нелатона
Наконечник	Тиманна
Назначение	мужской
Размер	4-36 Ch
Длина катетера	10-200 см

Описание

Катетер урологический Ассомедика Тиманна – эластичный уретральный катетер с изогнутым рабочим концом конической формы, облегчающим введение инструмента при наличии аденомы предстательной железы. Применяется в урологии для однократного дренажа мочевого пузыря, введения лекарственных средств в мочевой пузырь, промывания мочевого пузыря у мужчин с обструктивной патологией уретры.



Размеры: от 4 до 36 CH

Длина: от 10 до 200 см

Материал трубки: прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный медицинский ПВХ, не содержит фталатов

Рентгеноконтрастность: с РКП / без РКП

- ☐ Стерильные, для однократного применения
- ☐ В индивидуальной упаковке
- ☐ Срок годности 5 лет

Особенности:

- Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида.
- Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей.
- Закрытый атравматичный конец, два боковых отверстия для эффективного дренирования.

- Оптимально жёсткий, для прохождения суженной части уретры.
- Не перекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам, не перекрывающий просвет.
- Универсальный воронкообразный коннектор подходит к мочеприёмнику любого типа.

Инструкция по применению