

Катетеры урологические ФреБор Нелатона мужские

ФСЗ 2010/06415

Нелатона, наконечник стандартный, мужской, размер 4-36 Ch, длина 40 см

ФреБор ПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	Нелатона
Наконечник	стандартный
Назначение	мужской
Размер	4-36 Ch
Длина катетера	40 см

Описание

Катетеры Нелатона ФреБор мужские – урологические катетеры однократного применения. Предназначены для промывания и эвакуации содержимого мочевого пузыря.

Длина катетера: 40 см

Размеры: от 4 Ch до 36 Ch

Материал: медицинский поливинилхлорида без содержания фталатов (DEHP / DOP Free)

Предназначены для:

- ☐ сбора мочи на микробиологическое исследование, если по каким-то причинам это не может быть осуществлено по общим правилам
- ☐ для ретроградного введения контрастного вещества (цистоуретерография)
- ☐ для эвакуации мочи при острой задержке
- ☐ с целью промывания мочевого пузыря и введения в него лекарственных препаратов

Способ применения – в Инструкции

Особенности:

- Атравматичный дистальный конец.
- Наличие двух боковых отверстий обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки.
- Термопластичный материал смягчается под воздействием температуры тела.
- Воронкообразный коннектор подходит к мочеприемнику любого типа.
- Цвет коннектора облегчает определение размера катетера по шкале Шарьера.

Упаковка: пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги

Стерилизация: газовая (этиленоксидом)

Срок хранения: 5 лет