

## Катетеры урологические ФреБор Нелатона женские

ФСЗ 2010/06415

Нелатона, наконечник стандартный, женский, размер 4-36 Ch, длина 20 см

ФреБор ПУП, Беларусь



### Характеристики

|                |             |
|----------------|-------------|
| Тип            | Нелатона    |
| Наконечник     | стандартный |
| Назначение     | женский     |
| Размер         | 4-36 Ch     |
| Длина катетера | 20 см       |

### Описание

**Катетеры Нелатона ФреБор женские** – урологические катетеры однократного применения. Предназначены для промывания и эвакуации содержимого мочевого пузыря.

**Длина катетера:** 20 см

**Размеры:** от 4 Ch до 36 Ch

**Материал:** медицинский поливинилхлорида без содержания фталатов (DEHP / DOP Free)

#### Предназначены для:

- ☐ сбора мочи на микробиологическое исследование, если по каким-то причинам это не может быть осуществлено по общим правилам
- ☐ для ретроградного введения контрастного вещества (цистоуретерография)
- ☐ для эвакуации мочи при острой задержке
- ☐ с целью промывания мочевого пузыря и введения в него лекарственных препаратов

Способ применения – в Инструкции

#### Особенности:

- Атравматичный дистальный конец.
- Наличие двух боковых отверстий обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки.
- Термопластичный материал смягчается под воздействием температуры тела.
- Воронкообразный коннектор подходит к мочеприемнику любого типа.
- Цвет коннектора облегчает определение размера катетера по шкале Шарьера.

**Упаковка:** пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги

**Стерилизация:** газовая (этиленоксидом)

Срок хранения: 5 лет