

Катетер внутривенный BD Insyte Autoguard

ФСЗ 2009/05474

без порта, с крыльями / без крыльев, полиуретан,
размер 14G / 16G / 18G / 20G / 22G / 24G, длина 14-48
мм

Becton Dickinson, США



Характеристики

Инъекционный порт	без порта
Фиксирующие крылья	с крыльями / без крыльев
Материал	полиуретан
Размер	14G / 16G / 18G / 20G / 22G / 24G
Длина катетера	14-48 мм

Описание

BD Insyte Autoguard – безопасный периферический внутривенный катетер с крылышками и без крылышек.

Модификации BD Insyte Autoguard:

- **BD Insyte Autoguard** – с крыльями и без крыльев
- **BD Insyte-N Autoguard** – короткая канюля (14 мм) с крыльями и без крыльев

Свойства катетеров BD Insyte Autoguard:

- Кнопка на основании катетера удерживает иглу вытянутой до момента активации иглы-проводника.
- При нажатии на кнопку пружина освобождается и игла с камерой обратного тока втягивается в безопасный прозрачный цилиндр.
- Катетер изготовлен из материала BD Vialon – уникального биосовместимого полиуретана, содержащего рентгеноконтрастные полосы.
- Благодаря способности размягчаться внутри вены, биоматериал BD Vialon подстраивается под естественную форму сосудов. Это снижает давление на стенки сосудов и уменьшает вероятность развития осложнений.
- Высокие потоковые характеристики обеспечиваются устойчивостью биоматериала BD Vialon к заломам и перегибам.

Размер	Внешний □	Длина канюли	Скорость потока	Цвет
BD Insyte-N Autoguard (с крылышками и без крыльев)				
24G	0.7 мм	14 мм	20 мл/мин	желтый
BD Insyte Autoguard (с крылышками и без крыльев)				
24G	0.7 мм	19 мм	20 мл/мин	желтый
22G	0.9 мм	25 мм	35 мл/мин	голубой
20G	1.1 мм	25 мм	65 мл/мин	розовый
20G	1.1 мм	30 мм	60 мл/мин	розовый
20G	1.1 мм	48 мм	55 мл/мин	розовый
18G	1.3 мм	30 мм	105 мл/мин	зеленый
18G	1.3 мм	48 мм	95 мл/мин	зеленый
16G	1.7 мм	45 мм	205 мл/мин	серый
14G	2.1 мм	45 мм	330 мл/мин	оранжевый