

Катетер внутривенный DispoNEO

РЗН 2017/5585

без порта, с крыльями, полиуретан / тефлон / ФЭП,
размер 24G / 26G, длина 19 мм

Disposafe Health and Life Care Ltd., Индия



Характеристики

Инъекционный порт	без порта
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	полиуретан / тефлон / ФЭП
Размер	24G / 26G
Длина катетера	19 мм

Описание

DispoNEO – внутривенные катетеры для периферических вен с маленькими крылышками. Удобны для применения у самых маленьких пациентов в операционном или в послеоперационном периоде и при оказании экстренной помощи.

Преимущества DispoNEO:

- Неонатальный периферический катетер предназначен для новорожденных и младенцев.
- Специальная конструкция позволяет достичь повышенную безопасность и снизить травматичность пункций.
- Толщина стенки катетера уменьшается к дистальному концу (кончик катетера прочный, имеет плавное конусовидное сужение), что облегчает пункцию вены.
- Рентгеноконтрастные полосы по всей длине трубки катетера обеспечивают эффективный контроль за расположением катетера в вене.
- Гибкие крылышки надежно фиксируют катетер на коже.
- Прозрачная камера обратного тока позволяет убедиться в успешности венопункции.

Размеры DispoNEO

Размер	Диаметр	Длина	Скорость потока
24G	0.7 мм	19 мм	23 мл/мин
	0.6 мм	19 мм	15 мл/мин